

>> SUAP-FTO-25 Nettoyage et désinfection simple du VSAV



Nombre d'équipiers



Matériel

- Gants à usage unique
- Produit détergent/désinfectant en SPRAY
- Lavettes à usage unique
- Aspirateur
- Balai réservoir pulse + 1 bandeau de sol à usage unique
- Un sac DASRIA



Indications

Entre 2 interventions classiques.





Réalisation

- Vider les poubelles, mettre un sac propre.
- Se laver les mains.
- Mettre des gants à usage unique.
- Désinfecter le matériel utilisé pendant l'intervention (brassard à tension, attelle,) et les parties courantes de la cellule sanitaire (plan de travail, matelas, brancard..) : pulvériser du produit détergent désinfectant (SPRAY) sur les surfaces ou matériel à désinfecter et repartir le produit avec une lavette à usage unique. Laisser sécher.
- Réapprovisionner le VSAV en matériel si besoin.



- Procéder au nettoyage du sol après l'avoir aspiré.



- Fermer les portes du VSAV.
- Retirer et jeter les gants dans un sac DASRIA
- Se laver les mains