

Service départemental d'incendie et de secours du Puy-de-Dôme
Corps départemental de sapeurs pompiers

Pôle opérations prévention
Groupement de mise en œuvre opérationnelle
Service opérations

Clermont-Ferrand, le

01 DEC. 2015

Réf. : POP/GMOO/RF/KB/N° *1190* /2015

Affaire suivie par :

Commandant Richard FAURE

☎ : 04.73.98.69.60

✉ : 04.73.98.69.66

📧 : operation@sdis63.fr

**NOTE DE SERVICE OPERATIONNELLE
PERMANENTE**
NSP/OPS/2015/16

Objet : mise en place des lots de marquage nombreuses victimes.

PJ : 1 lot de marquage NOVI composé de 20 kits

Lors de la FMPA 2015 des chefs de groupe et chefs de colonne, il a été procédé à la présentation du kit de marquage réalisé par la société TANIT. Conformément aux dispositions évoquées, ces lots sont mis à disposition dans les VLRU CDG et CDC.

Chaque lot se compose de la manière suivante :

- 20 kits de marquage en sachet individuel,
- 1 tableau de suivi des victimes.

Ces outils mis à la disposition des officiers de la chaîne de commandement visent à être utilisés dans le cadre d'une situation opérationnelle de type plan ORSEC NOVI ou toute autre situation engendrant un nombre de victimes supérieur à 10. Chacune des VLRU CDG ou CDC étant dotée, il existe une réelle complémentarité en cas de besoin permettant une mise en œuvre adaptée.

Vous trouverez également en accompagnement de cette NSOP, les supports explicatifs fournis par la société TANIT.

Concernant le renouvellement de ces kits, une simple demande par mail auprès de la pharmacie est à réaliser à l'adresse suivante : PU163@sdis63.fr. Cette demande sera accompagnée de la justification opérationnelle avec notamment le N° de l'intervention concernée.

Pour terminer, cette démarche sera également accompagnée par la recherche de bracelets de marquage de victime affectés dans chaque VSAV. Ces derniers seront de couleurs différentes pour respecter l'enseignement du secourisme. Ils seront mis en œuvre courant 2016.

Les chefs de groupement, chefs de centre, chefs de colonne et chefs de groupe sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'application de cette note.

Le directeur,



Destinataires :

➤ Pour information :

- M. le chef du PSSM

➤ Pour action :


- MM. les chefs de GT
- MM. les chefs de CSP et CS
- MM. les chefs de colonne
- MM. les chefs de groupe

Le Colonel Jean-Yves LAGALLE
Directeur départemental des services
d'incendie et de secours du Puy-de-Dôme
Chef du Corps départemental

Kit fiche de tri / Triage card

TRIAGE (méthodologie START) TRIAGE (START methodology)

ÉTAT DE LA VICTIME / Victim's status		TRIAGE
A Voies aériennes Airway	Valide / Peut se déplacer seul Move Walking Wounded	E/I Éclaté / Indemne Minor care
	Ne respire pas après LVA No Respiration after head tilt	D Décédé Dead
B Ventilation Breathing	Inconscient - ventilation après LVA Breathing but after head tilt	U/A Urgence absolue Immediate care
	Ventilation avec FR > 30/min Breathing but over 30 min.	
C Circulation Circulation	Absence de pouls radial ou Temps de recoloration > 2 sec. ou Saignements non contrôlés No radial pulse or Cap refill > 2 sec.	
	Ne peut exécuter un ordre simple Can't follow simple commands	U/R Urgence relative Delayed care
D Neurologique Disability		
	Autres cas Other	



Ce kit complet regroupe tous les éléments nécessaires pour l'organisation du repérage secouriste, du tri médical et l'évacuation des victimes : fiche de tri CSISC, pastille de localisation, pastille de possible contamination, cordon, pochette, jeu d'étiquettes d'immatriculation code barres, bracelet d'identification et fiche méthodologie de tri Start.

- Conçue selon la méthodologie de tri START, la fiche de tri CSISC permet d'identifier la victime et de caractériser la gravité de son état de façon efficace conformément aux standards de soin et d'organisation actuels.
- Fiche décontaminable après contamination par une solution radioactive.
- Internationale : Les informations sont écrites en français et en anglais.
- Solide : papier synthétique pratiquement indéchirable. Résistante à l'eau, aux graisses et aux produits chimiques.
- Fiable : un stylo bille ou un crayon à papier suffisent ! Elle ne nécessite aucun appareil, aucune source d'énergie.
- Ergonomique : La forme en croix facilite le choix et le changement de couleur des volets qui sont ainsi immédiatement visibles.
- Permet la traçabilité :

– Soit par une numérotation avec ou sans code barre. – Soit par l'utilisation d'une puce RFID.

- Existe en version « exercice » en papier 250g. et une **version fiche de tri montagne**.
- Une pastille de localisation indique le lieu de prise en charge de la victime. Il est possible de faire un suivi des entrées et des sorties du PMA.