

» SUAP-FM-30 Couverture bactériostatique



Définition-Description



- La couverture bactériostatique est parfaitement hygiénique, décontaminable, lavable à 60°C, isolante contre le froid et particulièrement confortable.
- Elle emmagasine la chaleur corporelle et la restitue en cas de besoins.
- Elle isole efficacement le corps humain du froid, le protège de toute contamination de germes et de bactéries.



Indications

- Protection des victimes contre le froid et les intempéries.
- Protection de la vue des badauds.



Risques et contraintes

- Vérifier la température corporelle de la victime avant utilisation pour identifier une éventuelle hyperthermie.



Entretien / Maintenance

- Désinfection simplifiée entre deux victimes selon le protocole de désinfection en vigueur au SDIS 42.
- En cas de souillure par sécrétion biologique et lors des désinfections approfondies des VSAV :
 - Laver en machine à 60°C / javel interdite.
 - Séchage par étandage.
 - Désinfection simplifiée.



Techniques d'utilisation

Mettre en place, sur le brancard ou le matelas immobilisateur à dépression de manière à envelopper complètement la victime.