


1. Se connecter sur webartemis avec un profil P1 ou P2.
2. Dans le bandeau supérieur, aller dans [Messagerie], puis [Envoi de message par bip].



3. Sélectionner l'agent dans la liste en cliquant sur la ligne concernée (1), cliquer sur la touche > (2) et contrôler le transfert dans la fenêtre Sélectionné (3).



4. Taper un message (4) puis faire un clic gauche sur le bouton [envoyer] (5).



5. Dans les cas d'un agent SPV ou PROVO, un test à son domicile devra être réalisé par l'envoi successif (environ toutes les 30s) de trois messages différents qui devront tous être reçus.